

FLUXAIR PININFARINA

ALPHA



PORTANZA

Portanza: medio-alta/soft

Ideale per uomo – donna peso fino 130 kg

No turn mattress

Altezza totale del materasso: h cm 26/27 ca.

DISPOSITIVO MEDICO

FIRMNESS RATING

Firmness rating: medium-high/soft

Ideal for men and women weighing up to 130 kg

No turn mattress

Total mattress height: h approx. 26/27 cm


MEDICAL DEVICE

PLUS

TOPPER ESTERNO (one side) h cm 5 ca.**D-TECH 2.0 SYSTEM:** mantiene attivi i processi rigenerativi, antiossidanti e circolatori durante l'intera durata del sonno.**STRUTTURA A 8 STRATI** di modellazione: Portanza medio-alta/soft, adatta a persone di peso fino kg 130 che gradiscono un materasso ben sostenuto con superficie di contatto soft.**VORTEX 2X3D:** la fascia perimetrale in speciale tessuto 3D mantiene il materasso sempre fresco e igienicamente controllato.**INSIDE BLOCK SYSTEM:** protegge la struttura interna e permette di usare il materasso anche quando la cover è al lavaggio.**BREEZE3D SYSTEM:** protegge dall'usura e mantiene asciutta la parte inferiore del materasso.**NO TURN MATTRESS:** il materasso non è progettato per essere capovolto, i materiali di comfort sono su un lato (lato rivestito con fodera rimovibile) del materasso.**SPESSORE MATERASSO:** h cm 26/27 ca.**COVER SFODERABILE E LAVABILE A SECCO.**

ADVANTAGES

OUTER TOPPER (one side) h approx. 5 cm**D-TECH 2.0 SYSTEM:** stimulates regeneration, anti-oxidating and circulatory processes during sleep.**8-LAYER MODELLING STRUCTURE** Medium-high/soft firmness rating for people weighing up to 130 kg, who prefer a well-supported mattress with a soft contact surface.**VORTEX 2X3D:** the side band in special 3D fabric keeps the mattress fresh at all times and hygienically controlled.**INSIDE BLOCK SYSTEM:** to protect the internal structure and use the mattress even when cover is being washed.**BREEZE3D SYSTEM:** protects from wear and keeps the lower part of the mattress dry.**NO TURN MATTRESS:** the mattress has not been designed to be turned over. The comfort materials are on one side of the mattress (side with removable cover).**MATTRESS THICKNESS:** h approx. 26/27 cm**THE COVER IS REMOVABLE AND CAN BE DRY CLEANED.**



STRUTTURA

Struttura ergonomica a 8 strati (h cm 24 ca.):

(1A) Strato di imbottitura in fibra PolyFill alta traspirazione (inserito nel topper);

(1) Strato di imbottitura in F-One ThermoGel Memory h cm 2 ca., innovativa schiuma visco-elastica con nanosfere di gel termo-attivo (inserito nel topper);

(2) Strato di imbottitura in Aquacell UltraSoft (inserito nel topper);

(B)- Falda di imbottitura PolyFill alta traspirazione (inserita nella fodera InSide Block);

(3) Strato di comfort in Aquacell Evo h cm 3 ca. con profilo ad ondate multizone;

(4) Strato di modellazione ergonomica in Aquacell M.A.C. SuperElast h cm 2,5 ca.;

(5) Inserti ergonomici in Aquacell M.A.C. (varie densità);

(6-7) Doppio strato ammortizzante "Calibrate Plus" in Aquacell M.A.C. (varie densità);

(8) Strato in Aquacell M.A.C. h cm 3 ca. con profilo ad ondate multizone;

(B) InSide Block: la struttura ergonomica è rivestita con fodera imbottita, analergica, in tessuto microforato, fisso, che protegge e permette di utilizzare il materasso anche quando la cover superiore è al lavaggio.

Portanza: medio-alta/soft

Ideale per uomo – donna peso fino 130 kg

No turn mattress: si usa su un solo lato

Altezza totale del materasso: h cm 26/27 ca.

DISPOSITIVO MEDICO

STRUTTURA

Economic, eight-layer structure (h approx. 24 cm):

(1A) Filling layer in highly breathable PolyFill filler (inserted in the topper);

(1) Filling layer in F-One ThermoGel Memory h approx. 2 cm, innovative visco-elastic foam with thermo-active gel nano-spheres (inserted in the topper);

(2) Filling layer in Aquacell UltraSoft (inserted in the topper);

(B) Highly breathable PolyFill filling layer (inserted in the InSide Block cover);

(3) Comfort layer in Aquacell Evo h approx. 3 cm with multi-zone wave profile;

(4) Ergonomic modelling layer in Aquacell M.A.C. SuperElast h approx. 2.5 cm;

(5) Ergonomic inserts in Aquacell M.A.C. (various densities);

(6-7) Dual amortising layer "Calibrate Plus" in Aquacell M.A.C. (various densities);

(8) Layer in Aquacell M.A.C. h approx. 3 cm with multi-zone wave profile;

(B) Inside Block System: the ergonomic structure has a fixed, padded, anti-allergy cover in micro-perforated fabric, so mattress can be used even when the top cover is being washed.

Firmness rating: medium-high/soft

Ideal for men and women weighing up to 130 kg

No turn mattress: only one side is used

Total mattress height: h approx. 26/27 cm

MEDICAL DEVICE

COVER

Cover con topper di comfort (one side topper - h cm 5 ca.), sfoderabile, lavabile a secco.

Tessuto superiore: tessuto Silver Far Yarn (speciale filato che permette il rilascio di raggi FAR, in grado di contribuire al miglioramento della vita).

Fascia perimetrale: tessuto traspirante Vortex2x3D.

La parte inferiore è protetta da **Breeze3D System** (tessuto traspirante 3D + imbottitura in fibra PolyFill), fisso.

COVER

Cover with comfort topper (one side topper - h approx. 5 cm), removable, can be dry cleaned.

Top fabric: anti-allergy fabric in Silver Far Yarn (a special yarn that releases FAR-infrared rays, to help improve the quality of life).

Side band: Vortex2x3D breathable fabric.

The bottom part is protected by the fixed **Breeze3D System** (3D breathable fabric + filling in PolyFill fibre).

ACCESSORI CONSIGLIATI RECOMMENDED ACCESSORIES

PROTECT SILVER FAR YARN

Coprimaterasso
Mattress cover

